

SERVICIO	TIPO DE MUESTRA	RECOMENDACIONES	TIEMPO DE ESPERA
<b>Análisis de cálculos</b>	Urolitos	Diligenciar formato de urolitos de la universidad de Minnesota	30 días
Ácidos biliares	Suero	Ayuno estricto. 2da muestra 2 horas postprandial.	4 horas hábiles
Análisis de efusiones	Tubo con EDTA y sin anticoagulante	Tira reactiva y citología	48 horas hábiles
Citología oídos, vaginal			3 horas hábiles
Citología neoplasias, efusiones	Según lesión	2 extendidos mínimo	48 horas hábiles
Coprológico	Materia fecal	mínimo 1 gramo de materia fecal	2 horas hábil
<b>Coprocópico</b>	Materia fecal	mínimo 1 gramo de materia fecal	24 - 36 horas
Cortisol (estimulación a bajas dosis de dexametasona)	Suero	muestra cero: de 7 a 9 am	24 horas hábiles
Dimero D	Tubo heparinizado	Proporción adecuada según el tubo (4 ml de sangre)	1 hora
DTM	Pelos por tracción	Cantidad considerable de pelos de la lesión	21 días
Electrolitos	Sangre heparinizada	No destapar tubo	1 hora hábil
Elisa coronavirus cvd (pif)	Sangre heparinizada		8 horas hábiles
Fenobarbital	Sangre heparinizada		1 hora
Fructosamina	Sangre heparinizada		1 hora
Hematocrito	Sangre con EDTA o heparina	Proporción adecuada según el tubo	1 hora
Lactato	Sangre con EDTA		1 hora
<b>Leptospira</b>	Suero		36 - 72 horas
Moquillo Elisa	Secreción nasal, ocular, sangre entera y/o LCR		1 hora hábil
Niveles séricos fenobarbital	Sangre heparinizada		1 hora
Parvovirus ELISA	Materia fecal	Hisopado rectal	2 horas hábiles
Perfil hematológico automatizado	Mx con EDTA	Proporción adecuada según el tubo	1 hora
<b>Perfil hematológico completo</b>	Mx con EDTA	Proporción adecuada según el tubo	24 horas
Perfil DHP	Sangre heparinizada	Proporción adecuada según tubo	1 hora
Perfil preanestésicos IDEXX	Tubo EDTA IDEXX y heparina	Proporción adecuada según tubo	1 hora
Perfil aines	Sangre heparinizada	Proporción adecuada según tubo	1 hora
Proteínas totales	Tubo con EDTA o heparinizado	Plasma	30 min
Químicas sanguíneas IDEXX	Muestra heparinizada	Nh3 precisa de procesamiento inmediato	1 hora
Químicas sanguíneas REFLOTRON	Muestra EDTA o heparinizada		1 hora
Raspados de piel	Raspado	Raspado profundo	2 horas hábiles
Relación p:c en orina	Orina	Cistocentesis	2 horas hábiles
<b>Serología de rabia</b>	Suero	mínimo 2 ml de suero refrigerado	6 semanas
<b>Serología leishmania</b>	Suero	mínimo 2 ml de suero refrigerado	36-72 horas
<b>Serología moquillo</b>	Suero	mínimo 2 ml de suero refrigerado	36 - 72 horas
Snaps (4dx, vilef-vif, lipasa pancreática específica, etc.)	Depende de la prueba		3 horas hábiles
T4t	Sangre heparinizada o suero		3 horas hábiles
Toxolates	Suero	Mínimo 0.5 ml de suero	4 horas hábiles
Urianálisis	Orina	Cistocentesis	2 horas hábiles
Tricograma	Pelos por tracción	*****	2 horas hábiles

